

「オーエックス」ってどんな会

人間用の車いすを企画から生産 まで行うメーカー。同時にオート バイや自転車も手がけています。 今回のプロジェクトは当社のマ スコット犬「モグ」のヘルニアが きっかけとなりスタート。最終仕 様の完成を待たず星になったモ グのためにも更なる開発を進め てまいります。





もう一度、おそとをお散歩!

より良いフィット感のために生まれた「着る車いす」。 人間用で培ってきたシーティング※の考えをフィードバ ックした新しい乗り物。各部に取り付けられたベルトの 張り調整により、安定した乗車姿勢、無理のない加重分散 を実現。一度調整してしまえば、次からはバックルをカチ ッとはめるだけで基本姿勢が取れます。目指すのは今ま でどおりの生活。

※シーティングとは車いす上で正しい姿勢をとるための技術のことです。



Wilmog<ウィルモグ>メーカー希望小売価格(税込) S: ¥71,500 / M: ¥80,300 / L: ¥84,700

安全上のご注意



正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際に必ず「取扱説明 書」をよくお読み下さい。

- ◆ 仕様変更などにより、写真や内容が一部実物と異なる場合があります。

お求めは、技術とサービスを誇る当店で

【動物病院向け販売】 株式会社インターズー・クリニッククラブ

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目-21-15松濤第一ビル3階

TEL 0120-548-590

株式会社 オーエックスエンジニアリング 〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1



1度合わせればバックルとファスナーをとめる だけの新型ウエアーを採用しています。

リハビリと Wilmog

歩行に衰えが見え始めたら、完全に歩けなくなる前 にウィルモグのご使用をおすすめします。これは、ウ ィルモグを使用することで活動的になり、筋肉の衰 えを防ぐことが可能なためです。活動的になると内 臓の働きも良くなり、自由に動けることでストレス も発散されるので、非常に良いリハビリとなります。

豊富な調整機能

Wilmog のフレームは長 さ、高さ、幅などが調整で きるから、体型が変わっ ても安心です。ウエアー も同様に各部が 調整できるよう

になっています。



フットポケット

後足を入れて吊り下げて 使います。足を動かせる ので、リハビリ効果も期 待できます。また、取外 して四足歩行時の補助や リハビリも行えます。



更に詳しい内容や動画など Wilmogホームページでご確認いただけます https://oxgroup.co.jp/dog/index.html

ウィルモグ

着脱カンタンNEWウェア

抱きかかえられるワンちゃん なら、バックルとファスナーを 開くだけで乗降りが可能です。







日常生活に適応

股パッドは取り外して洗 うことが出来ます。もち ろんオムツを付けた状態 でも乗車可能です。



フレームカラー

ディープブルー オレンジ ホワイト

◇ご注文時の注意事項◇

治療中のワンちゃんの場合は、必ず獣医師にご相談

に障害のあるワンちゃんや、前足が弱っているワンち ゃんのご使用には十分注意が必要です。特殊な症状

、使用中は、ペットから目を離さないでください。 《はじめのうちは長時間の使用を避け、着用部にすり傷などの異

商品名: Wilmog(ウィルモグ)

フレーム材質:アルミ

調整機構•幅: 150mm~290mm

ウエアサイズの目安

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
犬種 サイズ	ダックス ミニチュア	コーギー	ルドッグフレンチブ	コッカー	ポメラニアン	シェルティ	シバ
S			E.				
M							
L		1					